


Med25 토끼 다클론 항체 - Q71Sy5

품목 번호: CM0019723



소개

인간 MED25(ARC92/p78)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. Mediator 복합체와 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	MED25 토끼 다클론 항체
비고/별칭	P78; ACID1; ARC92; BVSYS; PTOV2; CMT2B2; TCBAP0758; MED25
종	인간
유전자 ID(인간)	81857
유전자 ID	81857
면역원	제조항 단백질 인간 MED25(NP_112235.2)의 아미노산 30~200에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q71SY5
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스팩