


Med26 Rabbit Pab For Wb And Elisa - O95402

품목 번호: CM0020943



소개

MED26 Rabbit pAb는 재조합 인간 MED26 단백질에 대해 토끼에서 생산된 폴리클론 항체입니다. 이 항체는 WB 및 ELISA를 통해 인간, 마우스, 래트에서 MED26을 검출하며, 전사 조절 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MED26 Rabbit pAb
비고/별칭	CRSP7; CRSP70; MED26
종	인간
GeneID (Human)	9441
GeneID	9441
면역원	재조합 단백질 인간 MED26의 아미노산 500-574 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_004822.2).
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95402
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백