

Mef2A+Mef2C 토끼 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - Q06413 / Q02078

품목 번호: CM0012635

소개

MEF2A와 MEF2C를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 사람 및 생쥐 시료에서 WB, IHC-P, ELISA 검증이 완료되었습니다. 근육 분화, 신경 발달 및 면역 세포 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MEF2A+MEF2C 토끼 mAb
비고/별칭	NEDHSIL; DEL5q14.3; C5DELq14.3; mef2; ADCAD1; RSRFC4; RSRFC9; MEF2A+MEF2C
종	사람
유전자 ID (사람)	4208/4205
유전자 ID	4208/4205
면역원	제조합 단백질 사람 MEF2A+MEF2C (Q06413)의 아미노산 250-473에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐
SWISS	Q06413/Q02078
단백질 분자량	51kDa
배송 방식	아이스백