

Megf10 토끼 다클론 항체 - Q96Kg7

품목 번호: CM0015482

소개

MEGF10 토끼 다클론 항체는 인간 MEGF10(Q96KG7)을 표적으로 하는 다클론 항체입니다. Western blot 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 내인성 MEGF10을 검출합니다. 식세포작용 및 근육 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	MEGF10 토끼 다클론 항체
비고/별칭	SR-F3, EMARDD, CMYP10A, CMYP10B, MEGF10
종	인간
GeneID (인간)	84466
면역원	인간 MEGF10(NP_115822.1)의 아미노산 26-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q96KG7
단백질 분자량	122kDa
배송 조건	아이스팩