

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Mek3 토끼 다클론 항체 - P46734

품목 번호: CM0025852

소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 응용분야에서 검증된 고품질 MEK3 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 MEK3(MAP2K3)와 반응합니다. 스트레스 신호전달 및 MAPK 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MEK3 토끼 pAb
비고/별칭	MEK3; MKK3; MAPKK3; PRKMK3; SAPKK2; SAPKK-2
종	인간
유전자ID (인간)	5606
유전자ID	5606
면역원	인간 MEK3 (NP_659731.1)의 아미노산 1-70에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P46734
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백