

Mek3/Mek6 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - P46734 / P52564

품목 번호: CM0003792

소개

인간 MEK3/MEK6을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 스트레스 및 사이토카인 반응에서 MAP 키나제 신호 전달 경로 연구를 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MEK3/MEK6 Rabbit mAb
비고/별칭	MAPKK3; MEK3; MKK3; PRKMK3; SAPKK-2; SAPKK2; MEK3/MEK6
종	인간
GeneID (Human)	5606/5608
GeneID	5606/5608
면역원	인간 MEK3/MEK6 (P46734)의 아미노산 248-347 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P46734/P52564
단백질 분자량	39,37kDa
배송	아이스백