


Wb, Elisa용 Menin 토끼 단일클론 항체 - O00255

품목 번호: CM0010504



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 토끼 단일클론 Menin 항체입니다. 인간, 쥐, 랫트 Menin과 반응합니다. 크로마틴 생물학 및 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Menin Rabbit mAb
비고/별칭	MEAI; SCG2; Menin
종(Species)	Human
GeneID (인간)	4221
GeneID	4221
면역원(Immunogen)	인간 Menin (O00255)의 아미노산 516-615 내부의 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	O00255
단백질 분자량	68kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)