

Merlin 토끼 다클론 항체, Wb, Elisa용 - P35240

품목 번호: CM0022620



소개

인간 Merlin(NF2)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플 내 내인성 Merlin을 검출합니다. 힙포 신호전달, 종양 억제 및 막 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Merlin 토끼 pAb
비고/별칭	ACN; SCH; BANF; merlin-1; Merlin
종	인간
유전자ID (인간)	4771
유전자ID	4771
면역원	인간 Merlin(NP_000259.1)의 아미노산 347-595에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35240
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스 팩