

Wb, Elisa용 Metap2 토끼 단클론 항체 - P50579

품목 번호: CM0008207



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 METAP2 토끼 단클론 항체입니다. N-말단 메티오닌 제거와 단백질 합성 조절에 필수적인 메티오닌 아미노펩티다아제인 인간, 마우스 및 래트 METAP2를 인식합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	METAP2 토끼 mAb
비고/별칭	MAP2; MNPEP; p67eIF2; METAP2
종	인간
유전자ID (인간)	10988
유전자ID	10988
면역원	제조합 단백질 인간 METAP2 (NP_006829.1)의 아미노산 380-478에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P50579
단백질 분자량	53kDa
배송 방식	아이스 팩