

메틸-Hp1 감마/Cbx3 (H175) 토끼 다클론 항체 Q13185, 도트 블롯 및 Elisa 적용 가능

품목 번호: CM0000222



소개

H175 위치에서 메틸화된 HP1 감마/CBX3를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 인간 샘플의 도트 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 CBX3 단백질(21 kDa)을 인식합니다. 후성유전학 및 염색질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	메틸-HP1 감마/CBX3-H175 토끼 pAb
비고/별칭	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; Methyl-HP1 gamma/CBX3-H175
종	인간
유전자ID (인간)	11335
유전자ID	11335
면역원	인간 HP1 감마/CBX3 (NP_009207.2)의 아미노산 1-183번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	DB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13185
단백질 분자량	21kDa
배송 방식	아이스 팩