

Metrnl Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q641Q3

품목 번호: CM0021953

소개

Meteorin-like 단백질(METRNL)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 적용 분야에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스 METRNL을 인식합니다. 에너지 소비, 지방 조직 갈변화, 대사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	METRNL Rabbit pAb
종	마우스
유전자 ID	284207
면역원	마우스 METRNL의 아미노산 179-311에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_001004431.1)
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q641Q3
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백