


## Mettl14 토끼 Pab - Q9Hce5

품목 번호: CM0025238



### 소개

토끼 항-METTL14 다클론 항체로, m6A RNA 메틸화 복합체의 핵심 구성 요소입니다. 사람, 쥐, 랫트의 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 에피트랜스크립토믹스 및 RNA 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | METTL14 토끼 pAb                                                          |
| 비고/별칭       | hMETTL14; METTL14                                                       |
| 종           | 사람(Human)                                                               |
| GeneID (사람) | 57721                                                                   |
| GeneID      | 57721                                                                   |
| 면역원         | 재조합 단백질/사람 METTL14 (NP_066012.1)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                              |
| 카테고리        | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                         |
| 응용          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                  |
| 교차 반응성      | 사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)                                            |
| SWISS       | Q9HCE5                                                                  |
| 단백질 분자량     | 52kDa                                                                   |
| 배송          | 아이스 백(Ice bag)                                                          |