

Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Mettl16 토끼 다클론 항체 - Q86W50

품목 번호: CM0016069



소개

인간 METTL16(RNA N6-메틸전이효소)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IP, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. RNA 변형 및 S-아데노실-L-메티오닌 항상성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	METTL16 토끼 다클론 항체
비고/별칭	METT10D; METTL16
종	인간
GeneID (인간)	79066
GeneID	79066
면역원	재조합 단백질 인간 METTL16(NP_076991.3)의 아미노산 263-562에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q86W50
단백질 분자량	64 kDa
배송	아이스팩