


Wb, Elisa용 Mettl5 토끼 다가클로널 항체 - Q9Nrn9

품목 번호: CM0025502



소개

사람, 쥐, 랫드에서 WB, ELISA용으로 검증된 METTL5 토끼 다가클로널 항체입니다. rRNA N6-아데노신-메틸트랜스퍼라제 METTL5 (Q9NRN9)를 타겟으로 하며, 번역 및 줄기세포 다능성 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	METTL5 Rabbit pAb
비고/별칭	MRT72; HSPC133; METTL5
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	29081
항원(Immunogen)	사람 METTL5 (NP_054887.2)의 아미노산 1-209에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다가클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q9NRN9
단백질 분자량	24kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)