

Mgll 토끼 Polymab® - Wb, If-P, Ihc-P, Elisa 용 - Q99685

품목 번호: CM0007120



소개

인간 MGLL(모노글리세리드 리파아제, MAGL)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로, IVD 연구에 사용되며 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었고 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 엔도칸나비노이드 신호 전달 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MGLL 토끼 PolymAb®
비고/별칭	MGL; HUK5; MAGL; HU-K5
종	인간
유전자 ID (인간)	11343
유전자 ID	11343
면역원	인간 MGLL 아미노산 1-303에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_001003794.1)
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99685
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백