


Wb용 Mglur2 토끼 단일클론 항체 - Q14416

품목 번호: CM0009357



소개

mGluR2 토끼 단일클론 항체 (Q14416)는 WB, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 대사성 글루탐산 수용체 2를 검출하며, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 시냅스 전달 및 뉴런 흥분성에 관한 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	mGluR2 토끼 mAb
비고/별칭	GLUR2; mGluR2
종	인간
유전자 ID (인간)	2912
유전자 ID	2912
면역원	인간 mGluR2 (Q14416)의 아미노산 773-872 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	Q14416
단백질 분자량	96 kDa
배송	아이스백