


Wb 및 Elisa용 Mgmt 토끼 다클로날 항체 - P16455

품목 번호: CM0012817



소개

인간 MGMT (메틸화-DNA-단백질-시스테인 메틸트랜스퍼라제)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. DNA 복구 및 약물 내성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MGMT Rabbit pAb
비고/별칭	MGMT
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4255
GeneID	4255
면역원(Immunogen)	인간 MGMT (NP_002403.2)의 아미노산 1-207에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P16455
단백질 분자량(Protein Weight)	22kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)