

## Mhc Class I (Hla-A/B) 토끼 단일클론 항체 - P30443/P01889/P01891/P01892/P13746/P16188/P30450

품목 번호: CM0008170

### 소개

사람 MHC class I (HLA-A/B)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. HLA 대립유전자를 표적으로 하는 면역학 연구 및 진단 분석법 개발에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수        | 값                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | MHC class I (HLA-A/B) 토끼 단일클론 항체                                                  |
| 비고/별칭       | HLAA; MHC class I (HLA-A/B)                                                       |
| 종           | 사람                                                                                |
| 유전자 ID (사람) | 3105/3106                                                                         |
| 면역원         | 합성 펩타이드 사람 MHC class I (HLA-A/B) (P04439)의 아미노산 200-300 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다. |
| 항체 유래 동물    | 토끼                                                                                |
| 분류          | 단일클론 항체                                                                           |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                                                 |
| 교차 반응성      | 사람                                                                                |
| SWISS       | P30443/P01889/P01891/P01892/P13746/P16188/P30450                                  |
| 단백질 분자량     | 41kDa                                                                             |
| 배송          | 아이스팩                                                                              |