


Mib1/Dip1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q86Yt6

품목 번호: CM0012549



소개

MIB1/DIP1(Q86YT6)를 표적으로 하는 고평가성 토끼 단일클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. Notch 신호 전달, 유비퀴틴화, 중심체 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MIB1/DIP1 Rabbit mAb
비고/별칭	MIB; DIP1; ZZZ6; DIP-1; LVNC7; ZZANK2; MIB1/DIP1
종	인간
GeneID (인간)	57534
GeneID	57534
면역원	인간 MIB1/DIP1 (Q86YT6)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q86YT6
단백질 분자량	110kDa
배송	아이스백