

Mica 토끼 단클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q29983

품목 번호: CM0003447



소개

인간 MICA(MHC 클래스 I 폴리펩티드 관련 서열 A)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며 인간과 마우스에 교차 반응합니다. 면역 감시 및 스트레스 반응 연구에 활용하실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MICA 토끼 단클론 항체
비고/별칭	MIC-A; PERB11.1; MICA
종	인간
유전자ID (인간)	100507436
유전자ID	100507436
면역원	합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q29983
단백질 분자량	43kDa
배송 방법	아이스백