

Wb, Elisa용 Mica 토끼 다클론 항체 - Q29983

품목 번호: CM0016251



소개

WB 및 ELISA 검증이 완료된 MICA 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. NK 세포 활성화에 관여하는 MHC 클래스 I 관련 단백질을 표적으로 하며, 면역학 및 종양학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MICA 토끼 다클론 항체
비고/별칭	MIC-A; PERB11.1; MICA
종	인간
GeneID	100507436
면역원	인간 MICA(NP_000238.1)의 아미노산 24-307에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q29983
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스팩