

Mical1 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q8Td2z

품목 번호: CM0015829



소개

MICAL1 토끼 pAb는 액틴 역학과 세포자멸사를 조절하는 모노옥시게나아제인 인간 및 생쥐 MICAL1을 표적으로 하며, WB와 ELISA에서 유효성이 검증된 다클론 항체입니다. 세포골격 및 신경생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MICAL1 토끼 pAb
비고/별칭	MICAL; NICAL; MICAL-1; MICAL1
종	인간
유전자 ID (인간)	64780
유전자 ID	64780
면역원	인간 MICAL1(NP_073602.3)의 아미노산 718-1067에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q8TDZ2
단백질 분자량	118kDa
배송 방법	아이스 팩