


Wb용 Mitofusin 2 Rabbit Mab - O95140

품목 번호: CM0002600



소개

Mitofusin 2 Rabbit mAb (O95140)는 WB, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 미토콘드리아 역학, 융합 및 미토파지를 연구하는 데 필수적인 시약입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Mitofusin 2 Rabbit mAb
비고/별칭	HSG; MARF; CMT2A; CPRP1; CMT2A2; HMSN6A; CMT2A2A; CMT2A2B; Mitofusin 2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	9927
GeneID	9927
면역원(Immunogen)	인간 Mitofusin 2 (O95140)의 아미노산 1-100 내의 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
응용(Application)	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	O95140
단백질 분자량	86kDa
배송(Shipping)	Ice bag