

미토피신 2 Rabbit Pab - 미토피신 2

품목 번호: CM0012830

소개

미토피신 2 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, IHC-P, ELISA 적용에 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트에서 검출합니다. 마우스 미토피신 2의 아미노산 70-260에 해당하는 재조합 융합 단백질 면역원을 사용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	미토피신 2 Rabbit pAb
비고/별칭	Fzo; D630023P19Rik; 미토피신 2
종	마우스
유전자 ID (인간)	9927
유전자 ID	170731
면역원	마우스 미토피신 2 (NP_573464.2)의 아미노산 70-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
단백질 분자량	68kDa/86kDa
배송	아이스백