

Wb 및 Elisa용 Mixl1 토끼 다클론 항체 - Q9H2W2

품목 번호: CM0023033

소개

인간 MIXL1에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 MIXL1을 검출하며, 발생생물학 및 줄기세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MIXL1 토끼 다클론 항체
비고/별칭	MIX; MIXL; MILD1; MIXL1
종	인간
GeneID (인간)	83881
GeneID	83881
면역원	합성 펩타이드; 인간 MIXL1(NP_114150.1)의 아미노산 150-232 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9H2W2
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스팩