

Mlh3 Rabbit Pab For Wb And Elisa - Q9Uhc1

품목 번호: CM0030007

소개

MLH3 Rabbit pAb는 DNA 불일치 수복 단백질 MLH3를 표적으로 하는 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, DNA 수복 기전 및 암에 대한 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MLH3 Rabbit pAb
비고/별칭	HNPC7; MLH3
종	인간
GeneID	27030
면역원	인간 MLH3 (NP_055196.2)의 아미노산 1190-1389에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UHC1
단백질 분자량	164kDa
배송	아이스백