


MLxipl Rabbit Pab - Q9Np71

품목 번호: CM0029911



소개

인간 MLXIP(LCHREBP)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 포도당 반응성 전사 인자입니다. 웨스턴 블롯(WB), ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 대사 및 당뇨병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MLXIP Rabbit pAb
비고/별칭	MIO; MLX; CHREBP; MONDOB; WBSR14; WS-bHLH; bHLHd14; MLXIP
종	인간
GeneID (인간)	51085
GeneID	51085
면역원	재조합 단백질인간 MLXIP (NP_116569.1)의 아미노산 17-175에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NP71
단백질 분자량	93kDa
배송	아이스백