

Mmp17 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ulz9

품목 번호: CM0029033

소개

인간, 마우스 및 래트 샘플에서 WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 고도로 특이적인 MMP17 토끼 폴리클로날 항체입니다. 세포외 기질 재형성 및 종양 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MMP17 Rabbit pAb
비고/별칭	MMP-17; MT4MMP; MTMMP4; MT4-MMP; MMP17
종	인간
GeneID (인간)	4326
GeneID	4326
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9ULZ9
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백