

Mmp19 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q99542

품목 번호: CM0029106

소개

MMP19 (Matrix metalloproteinase-19)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 MMP19를 검출하며, ECM 분해 및 혈관신생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MMP19 Rabbit pAb
비고/별칭	CODA; MMP18; RASI-1; MMP19
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	4327
유전자 ID	4327
면역원(Immunogen)	인간 MMP19 (NP_002420.1)의 아미노산 209-508에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse, Rat
SWISS	Q99542
단백질 분자량	57kDa
배송(Shipping)	아이스팩