


Mmp9 토끼 폴리클론 항체 (Wb, Elisa용) - P14780

품목 번호: CM0022770



소개

인간 MMP9 (젤라티나제 B)에 대한 고품질 토끼 폴리클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 MMP9와 교차 반응합니다. 세포외 기질 연구 및 IVD 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MMP9 토끼 pAb
비고/별칭	GELB; CLG4B; MMP-9; MANDP2; MMP9
종	인간
유전자 ID (인간)	4318
유전자 ID	4318
면역원	인간 MMP9 (NP_004985.2)의 아미노산 538-707 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
분류	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P14780
단백질 분자량	78 kDa
배송	아이스백