

Mneongreen 토끼 다클론 항체 - Mneonggreen

품목 번호: CM0020249

소개

mNeonGreen 형광단백질(Branchiostoma lanceolatum)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 종에 관계없는 교차반응성을 가지며 WB, IF/ICC, ELISA 응용분야에 적합합니다. 예상 밴드 크기는 약 30 kDa입니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	mNeonGreen 토끼 pAb
종	Branchiostoma lanceolatum
면역원	Branchiostoma lanceolatum mNeonGreen의 아미노산 10-236번 서열을 포함하는 재조합 융합단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차반응성	종 무관
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백