

Wb 및 Elisa용 Mnx1/Hb9/Hlxb9 토끼 단일클론 항체 - P50219

품목 번호: CM0003717

소개

MNX1/HB9/HLXB9에 대한 토끼 단일클론 항체로, 합성 펩타이드를 사용하여 제작되었습니다. 사람 및 마우스 샘플을 사용하여 WB 및 ELISA로 검증되었습니다. 운동 뉴런의 정체성 및 축삭 발생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MNX1/HB9/HLXB9 토끼 mAb
비고/별칭	HB9; HLXB9; SCRA1; HOXHB9; MNX1/HB9/HLXB9
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	3110
유전자 ID	3110
면역원	합성 펩타이드 사람 MNX1/HB9/HLXB9 (P50219)의 아미노산 250-350 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P50219
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)