

Moc3 토끼 Pab - A0A0N7Kjv6

품목 번호: CM0024069

소개

MOC3 토끼 pAb는 벼(Oryza sativa) MOC3(스위스프룻 A0A0N7KJV6)를 표적으로 하는 다클론 항체로, 벼 연구에서 WB 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MOC3 토끼 pAb
비고 / 별칭	WUS; OsWUS; WOX1B; OsWOX1B; OsJ_015793; MOC3
종	벼(Oryza sativa)
유전자 ID	107275471
면역원	벼(Oryza sativa) MOC3의 아미노산 98-289번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (Q7XM13)
생산원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	벼(Oryza sativa)
SWISS	A0A0N7KJV6
단백질 분자량	31kDa
배송 방식	아이스 팩