


Mocs3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - O95396

품목 번호: CM0027988



소개

인간 MOCS3를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체. WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스 인식 가능, tRNA 티올화 및 몰리브덴 보조인자 생합성 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MOCS3 Rabbit pAb
비고/별칭	UBA4; MOCS3
종	인간
GeneID	27304
면역원	인간 MOCS3 (NP_055299.1)의 아미노산 271-460에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O95396
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백