

Wb 및 Elisa용 Mon1A 토끼 다가클로날 항체 - Q86Vx9

품목 번호: CM0022175



소개

WB 및 ELISA용 MON1A 토끼 다가클로날 항체. 인간 MON1A, 막 교통 및 RAB7 활성화에 관여하는 액포 융합 단백질과 반응합니다. Q86VX9.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MON1A 토끼 pAb
비고/별칭	SAND1; MON1A
종	인간(Human)
GeneID (인간)	84315
GeneID	84315
면역원	인간 MON1A (Q86VX9)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다가클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q86VX9
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스팩(Ice bag)