

유세포분석을 통한 인간 및 마모셋 원숭이 Treg 검출용 단클론 항체 패널 -
인간/원숭이 Treg 패널

품목 번호: CM0012219

소개

인간 및 마모셋 원숭이 샘플 내 조절 T 세포(Treg)의 유세포분석적 동정 및 분석을 위해 설계된 단클론 항체 패널입니다. 면역표현형 분석 및 면역 모니터링 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	인간/원숭이 Treg 패널
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간, 마모셋
배송	아이스백