


Monomethyl-Histone H2B-K5 Rabbit Polyclonal Antibody (P62807/Q16778) For Wb, If/Icc, Elisa

품목 번호: CM0000235



소개

MonoMethyl-Histone H2B-K5 Rabbit pAb은 인간, 마우스 및 쥐의 리신 5(P62807/Q16778)에서 내인성 모노메틸화 히스톤 H2B를 검출합니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합하며, 크로마틴 및 후성유전학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MonoMethyl-Histone H2B-K5 Rabbit pAb
비고/별칭	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; MonoMethyl-Histone H2B-K5
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	H2B
GeneID	3017/8349
면역원(Immunogen)	인간 H2BK5me1 (NP_003519.1)의 K5 주변 합성 모노메틸화 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	메틸화 항체(Methylated Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간, 마우스, 쥐, 기타 (광범위한 것으로 예측됨)
SWISS	P62807/Q16778
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백