


## Monomethyl-Histone H3 (K14) Rabbit Polyclonal Antibody (Q16695/P68431) For Wb, If, Elisa

품목 번호: CM0000369



### 소개

라이신 14에서 모노메틸화된 히스톤 H3에 특이적인 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 쥐의 H3.1 및 H3.1t 변이체를 인식합니다. 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 후성유전학 및 염색질 연구에 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수        | 값                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | MonoMethyl-Histone H3-K14 Rabbit pAb                                       |
| 비고/별칭       | H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-K14           |
| 종           | 인간                                                                         |
| GeneID (인간) | H3                                                                         |
| GeneID      | 8290/8350                                                                  |
| 면역원         | 합성 펩타이드; 인간 MonoMethyl-Histone H3-K14 (NP_003520.1)의 K14 주변 합성 모노메틸화 펩타이드. |
| 원천          | 토끼                                                                         |
| 카테고리        | 메틸화 항체                                                                     |
| 응용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                                          |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드, 기타 (광범위 예측)                                                   |
| SWISS       | Q16695/P68431                                                              |
| 단백질 분자량     | 15 kDa                                                                     |
| 배송          | 아이스백                                                                       |