


Monomethyl-Histone H3-K27 토끼 단일클론항체 (Q16695/P68431) – Wb, If/Icc, Elisa용 메틸화 히스톤 H3 항체

품목 번호: CM0000255



소개

WB, IF/ICC, ELISA 검증을 거친 모노메틸화 히스톤 H3 라이신 27(H3K27me1) 특이적 토끼 단일클론항체입니다. 인간, 마우스, 쥐 및 식물 히스톤 H3와 반응하며 후성유전학 및 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MonoMethyl-Histone H3-K27 토끼 단일클론항체
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K27
종	인간
GeneID (인간)	8290/8350
GeneID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드: 인간 히스톤 H3의 K27 주변 합성 모노메틸화 펩타이드 (NP_003520.1).
출처	토끼
카테고리	메틸화 항체
응용 분야	WB, DB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐, 애기장대(Arabidopsis thaliana), 벼, 기타 (광범위한 종 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 무게	15 kDa
배송	아이스팩