


Monomethyl-Histone H3-K36 Rabbit Mab (Q16695/P68431) For Wb, Db, Ihc-P, Elisa

품목 번호: CM0000386



소개

사람 히스톤 H3 (SWISS Q16695/P68431)의 리신 36 단일 메틸화를 검출하는 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스, 쥐 및 기타 종과 교차 반응할 것으로 예측됩니다. 웨스턴 블랏, 도트 블랏, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MonoMethyl-Histone H3-K36 Rabbit mAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K36
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	8290/8350
GeneID	8290/8350
면역원	사람 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 K36 주변 합성 단일 메틸화 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	메틸화 항체 (Methylated Antibodies)
응용	WB, DB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐, 기타 (광범위한 반응 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 크기	15kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)