


모노메틸-히스톤 H3-K36 토끼 다클론 항체 (Q16695/P68431) - Wb, Chip, Elisa

품목 번호: CM0000261



소개

라이신 36 (K36) 위치의 모노메틸화 히스톤 H3을 검출하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블랏, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq에 사용됩니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응하며 다양한 종에서 반응할 것으로 예측됩니다. 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	모노메틸-히스톤 H3-K36 토끼 pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; 모노메틸-히스톤 H3-K36
종	인간
유전자ID (인간)	H3
유전자ID	8290/8350
면역원	인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 아미노산 1-100 범위 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트, 기타 (다양한 종에서 반응 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송 방식	아이스백