

모노메틸 히스톤 H3-K4 토끼 단클론 항체 (Q16695/P68431) - Wb, Chip, If/Icc 및 후성유전학 연구용

품목 번호: CM0000385



소개

본 토끼 단클론 항체는 인간 히스톤 H3 (SWISS Q16695/P68431)의 모노메틸화된 라이신 4를 특이적으로 인식합니다. WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 넓은 교차 반응성을 보입니다: 인간, 마우스, 래트, 애기장대, 벼, 밀. 후성유전학 및 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	모노메틸-Histone H3-K4 토끼 단클론 항체
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Histone H3; H3-4; H3/t; H3/g; H3FT; HIST3H3
종	인간
유전자ID (인간)	8290/8350
유전자ID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드: 인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 K4 주변 잔기에 해당하는 합성 모노메틸화 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 애기장대, 벼, 밀, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	16 kDa
배송	아이스백