

Monomethyl-Histone H3-K4 Rabbit Pab (Q16695/P68431) — Wb, Ihc-P, Chip 등에 대해 검증됨

품목 번호: CM0000364



소개

라이신 4에서 단일메틸화된 히스톤 H3(H3K4me1)에 특이적인 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP 및 ChIP-seq에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트 및 기종에서 교차반응이 예측됨.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MonoMethyl-Histone H3-K4 Rabbit pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3
종	인간
GeneID (인간)	H3
GeneID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드
원료	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스백