

모노메틸-히스톤 H3-K79 토끼 다클론 항체 (Q16695 / P68431) Wb, Elisa, Chip용

품목 번호: CM0000268



소개

히스톤 H3의 모노메틸화 라이신 79에 특이적인 토끼 다클론 항체입니다 (SWISS Q16695/P68431). WB, ELISA, ChIP에서 검증되었으며 인간, 마우스, 랫드와 교차반응하고 광범위한 종에서 반응할 것으로 예측됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	모노메틸-히스톤 H3-K79 토끼 pAb
비고 / 별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; 모노메틸-히스톤 H3-K79
종	인간
유전자ID (인간)	H3
유전자ID	8290/8350
면역원	합성 펩티드 인간 히스톤 H3(NP_003520.1)의 K79 주변 모노메틸화 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드, 기타 (광범위한 반응 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스 팩