

Monomethyl-Histone H3-K79 Rabbit Polyclonal Antibody (Q16695/P68431) For Wb, Ihc, Chip

품목 번호: CM0000345



소개

라이신 79에서 단일메틸화된 히스톤 H3 (K79me1)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP 및 ChIP-seq에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MonoMethyl-Histone H3-K79 Rabbit pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-K79
종	인간
GeneID (Human)	H3
GeneID	8290/8350
면역원	인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 K79 주변 합성 단일메틸화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	메틸화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스백