


단일메틸-Histone H3-K9 (Q16695/P68431) 토끼 다클론 항체, Wb, Chip-Seq, Elisa용

품목 번호: CM0000375



소개

라이신 9 위치의 단일메틸화 히스톤 H3(H3K9me1)에 특이적인 토끼 다클론 항체입니다. WB, ChIP-seq, IHC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 후성유전학 연구 및 IVD 원자재 공급에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	단일메틸-Histone H3-K9 토끼 pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-K9
종	인간
유전자ID (인간)	H3
유전자ID	8290/8350
면역원	합성 펩티드. 인간 히스톤 H3(NP_003520.1)의 K9 주변 단일메틸화 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스 팩