

모노메틸-Histone H3-K9 토끼 단클론 항체 (Q16695/P68431) — 후성유전학 연구용 단클론 항체

품목 번호: CM0000319



소개

모노메틸-Histone H3-K9 토끼 단클론 항체 (Q16695/P68431)는 WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 H3K9me1 검출을 위한 고특이성 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 및 기타 추정 종과 반응하며 후성유전학 및 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	모노메틸-Histone H3-K9 토끼 단클론 항체
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; 모노메틸-Histone H3-K9
종	인간
유전자 ID (인간)	8290/8350
유전자 ID	8290/8350
면역원	합성 펩티드 인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 K9 부위에 모노메틸화된 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위하게 추정됨)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송 방법	아이스팩