


Monomethyl-Histone H3-K9 Rabbit Monoclonal Antibody (Q16695/P68431) For Wb, Ihc, Chip, Elisa

품목 번호: CM0000379



소개

히스톤 H3.1 (P68431) 및 H3.1t (Q16695)의 리신 9 단일 메틸화를 검출하는 토끼 mAb입니다. WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ChIP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응하며 광범위한 종에서 반응할 것으로 예측됩니다. 후성유전학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MonoMethyl-Histone H3-K9 Rabbit mAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K9
종	Human
GeneID (인간)	8290/8350
GeneID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드 - 인간 히스톤 H3 (P68431)의 K9 주변 합성 단일 메틸화 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	Methylated Antibodies
응용	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ChIP, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat, Other (광범위 반응 예측됨)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	16 kDa
배송	아이스 팩