

모노메틸-히스톤 H3-R17 토끼 다클론 항체 (Q16695/P68431), Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 적용 가능

품목 번호: CM0000409



소개

인간 히스톤 H3 (Q16695/P68431)의 모노메틸화 R17을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트 및 기타 종과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	모노메틸-히스톤 H3-R17 토끼 pAb
비고/별칭	H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FJ; H3C10; H3C11; HIST1H3J; MonoMethyl-Histone H3-R17
종	인간
유전자ID (인간)	H3
유전자ID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15kDa
배송 방식	아이스 팩