


모노메틸-히스톤 H3-R2 토끼 다클론 항체 (Q16695/P68431) | Wb, If/Icc, Elisa

품목 번호: CM0000265



소개

아르기닌 2 위치의 모노메틸화 히스톤 H3에 특이적인 토끼 다클론 항체입니다. 넓은 종 교차반응성(인간, 마우스, 래트)을 가지며 WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 후성유전학 연구 및 염색질 동역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	모노메틸-히스톤 H3-R2 토끼 pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-R2
종	인간
유전자ID (인간)	H3
유전자ID	8290/8350
면역원	인간 히스톤 H3의 R2 주변의 합성 모노메틸화 펩티드 (NP_003520.1).
기원	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스 팩